

myosa®

MYOFUNCTIONAL SLEEP APPLIANCE

FOR **TEETH GRINDERS**

VOOR TANDENKNARSERS HARDE VERSIE



OP MAAT TE MAKEN
VOOR OPTIMAAL COMFORT

www.myosa.com

PATENTEN WERELDWIJD. MEER INFORMATIE IS BESCHIKBAAR OP MYORESEARCH.COM

Hoe ontstaat het probleem

Tandenknarsen of bruxisme is een veelvoorkomend symptoom bij mondademhaling, dat verergerd kan worden door stress of spanning. Tandenknarsen kan de tanden beschadigen, waaronder slijtage van het zichtbare tandglazuur, tandbreuk of extreme beweeglijkheid van de tanden. Het hele assortiment van *Myosa*[®] biedt bescherming tegen de gevolgen van tandenknarsen, maar de *Myosa*[®] for *Teeth Grinders* is hier speciaal voor ontwikkeld en vormt een beschermlaag tussen de tanden. De appliances zijn bedoeld om te slijten door gebruik, en kunnen makkelijk worden vervangen om schade aan het gebit te voorkomen.

Directe bescherming om verdere schade te voorkomen.

Bruxisme omvat malen, knarsen en klemmen van de tanden. Daar het veelal wordt veroorzaakt door spanning, angst of stress is bruxisme hoofdzakelijk een onbewuste gewoonte en vindt plaats tijdens het slapen. De appliances uit het *Myosa*[®] for *Teeth Grinders* systeem passen goed over de bovenkaak, bieden goede retentie tijdens het slapen en bieden directe bescherming voor zowel de tanden als het kaakgewricht en helpen zo verdere beschadiging door bruxisme te voorkomen.



Myosa[®] for Teeth Grinders


De *Myosa[®] for Teeth Grinders (TGH)* is speciaal ontwikkeld voor tandenknarsers die al symptomen van een kaakdysfunctie vertonen. De flexibele appliance met een dubbele laag past comfortabel in iedere mond en vermindert spanning rond de mond tijdens het slapen. De *TGH* wordt gemakkelijk op maat gemaakt en wordt aangeraden voor gebruik 's nachts, en ook overdag (als tandenknarsen dan ook voorkomt).

Myosa[®] TGH – Ontwerpkenmerken

Dikkere basis voor extra bescherming.

Tongbeschermers om de tong in de juiste positie te houden.

Gemakkelijk op maat te maken in minder dan 2 minuten en kan opnieuw op maat worden gemaakt.



Dubbel laags voor een strakke pasvorm en uitstekende retentie.

Zorgt voor een optimale kaakpositie en kan aan iedere patiënt aangepast worden.

Myosa[®] TGH
Doorsnede



TGH

Gebruiksindicatie:

De *Myosa*[®] *for Teeth Grinders* gaat over de tanden heen en wordt 's nachts tijdens het slapen gedragen. Het bezit een unieke vlakke basis, ontwikkeld om de tanden en kaken te beschermen tegen het tandenknarsen 's nachts. De *Myosa*[®] *for Teeth Grinders* (TGH) is eenvoudig in 2 minuten op maat te maken, maar hier kan uw tandarts u eventueel bij helpen.



Stap 1: Giet pas gekookt water in een glazen schaal. Plaats daar gelijk de appliance in en laat hem daar **90 seconden** ondersteboven in liggen.



Stap 2: Til de appliance voorzichtig uit het water met een lepel en spoel hem slechts 1 seconde af onder koud water, waardoor de gevoelstemperatuur van de appliance comfortabel wordt en ga snel verder met de volgende stap.



Stap 3: Kijk in de spiegel, lijn het midden van de appliance uit met het midden van je bovenste voortanden en druk hem snel strak op je voortanden en kiezen.



Stap 4: Sluit je mond lichtjes om de appliance op zijn plaats te houden en zuig terwijl je dichtbijt. Doe dit 20 seconden terwijl je de randen op maat maakt door stevig tegen je wangen en lippen te drukken.



Stap 5: Plaats de appliance 2 minuten in koud water en doe hem dan weer in je mond om de pasvorm te checken. Herhaal eventueel het op maat maken, mocht dit nodig zijn. **Het schoonmaken van uw *Myosa*[®]:** Maak uw *Myosa*[®] schoon onder warm stromend water na ieder gebruik. Gebruik 2x per week *Myoclean*[™] tabletten voor antibacteriële werking.

Draag de *Myosa*[®] TGH eerst overdag om eraan te wennen. Als u eenmaal gewend bent om hem te dragen, draag hem dan ook tijdens het slapen.

Behandeling met orale appliances

Over het algemeen krijgen patiënten die last hebben van de gevolgen van bruxisme - het meestal onbewust malen, knarsen of op elkaar klemmen van de tanden en kiezen - een volledige opbeetplaat voorgeschreven om het probleem te verhelpen. Maar het vervaardigen van op maat gemaakte opbeetplaten is een tijdrovend proces.

Behandeling met een zachte, flexibele appliance wordt nu gezien als de prettigste manier om schade door tandenknarsen tijdens het slapen te voorkomen. Deze appliances vormen een zachte beschermlaag tussen de boven- en ondertanden waardoor de gevolgen van tandenknarsen worden beperkt.

Tijdens het slapen beschermt de *Myosa*[®] TGH appliance zowel de tanden als het kaakgewricht tegen de gevolgen van tandenknarsen. De appliance past in bijna alle mondmaten en blijft, indien correct op maat gemaakt, perfect zitten.



De *Myosa*[®] for Teeth Grinders past precies op de bovenkaak en blijft tijdens het slapen goed zitten, zodat verdere schade aan de tanden en het kaakgewricht als gevolg van tandenknarsen wordt voorkomen.

Directe oplossing tegen tandenknarsen

De *Myosa*[®] for Teeth Grinders (*TGH*) is een op maat te maken appliance voor in de bovenkaak die direct een beschermlaag vormt tegen tandenknarsen tijdens het slapen. De appliance, die in minder dan 2 minuten op maat kan worden gemaakt, past precies over de boventanden en vormt een zachte, flexibele laag die de tanden en het kaakgewricht beschermt tegen de gevolgen van tandenknarsen. Er is een zachtere versie, de *TG*, beschikbaar voor patiënten die geen tekenen vertonen van problemen aan het kaakgewricht (TMJ problemen).

Ontwerpkenmerken

- Dikkere basis voor extra bescherming.
- Gemakkelijk op maat te maken in minder dan 2 minuten en kan opnieuw op maat worden gemaakt.
- Flexibel, comfortabel om te dragen en geeft goede retentie.
- Kan op maat worden gemaakt voor kleinere monden.
- Stevige constructie voor zware tandenknarsers.

Het schoonmaken van uw *Myosa*[®]: Maak uw *Myosa*[®] schoon onder warm stromend water na ieder gebruik. Gebruik 2x per week *Myoclean*[™] tabletten voor antibacteriële werking. Vraag bij uw arts of tandartsassistente naar *Myoclean*[™], het aanbevolen reinigingsmiddel voor alle *Myosa*[®] appliances.

Levensduur: 6 maanden gebaseerd op dagelijks gebruik. Vervang na 12 maanden ongeacht gebruiksduur.



Myosa[®] van Myofunctional Research Co.
Myofunctional Research Co. Australia:
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia
Tel: +61 7 5573 5999

Vertegenwoordiger USA:

Myofunctional Research Co. USA
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA
Tel: +1866 550 4696



Vertegenwoordiger Europa:

Myofunctional Research Europe B.V.
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands
Tel: +31 416 651 696

Individueel patiënt gebruik



**MYOFUNCTIONAL
RESEARCH CO.**

**INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION**



BUITEN DIRECT
ZONLICHT HOUDEN



NON
STERILE
VOOR GEBRUIK
REINIGEN

Myosa_TGH_INS_1119_DUT_v1.1.2_EU