

**ASSISTS CORRECTION  
BEFORE AND DURING BRACES**

ブラケット治療をサポート



日中1時  
間と夜間  
就寝時の  
使用



**TRAINER FOR BRACES**

Class II

[www.myobrace.com](http://www.myobrace.com)

国際特許。詳細はMYORESEARCH.COMをご覧ください。

# 使用説明

毎日、日中1時間と就寝時にT4B2を使用してください。

宿題、読書をしている時、TV、パソコンの使用時、あるいは遊んでいる間でもT4B2を使用してください。ブラケット装着と同時にT4B2の使用を開始することが最善です。T4B2は歯や歯茎、口の軟組織の損傷や不快感を緩和してくれるでしょう。

- T4B2は矯正治療の前に顎の発達を整え、治療の複雑性を軽減します。
- T4B2は、上顎ブラケットを装着中に顎の位置を整えます。ブラケットで歯列を整え、場合によっては、下顎のブラケットが不要なケースもあります。T4B2は他の矯正器具との併用も可能です。

## T4B2構造特徴

### 顎の位置を改善

- 1 装着すると正しい顎位が保たれます。装着することにより、口呼吸と舌の突出を防ぎ、顎位を改善します。
- 2 翼状スプリントは顎関節にかかる圧力による症状を和らげます。

### 3 BRACES PROTECTION SYSTEM

ブラケットチャンネルはブラケットと矯正用アーチワイヤーを覆い、頬と歯茎を保護します。

### MYOFUNCTIONAL EFFECT™

- 4 タンタグは舌先の正しい位置の獲得を促します。
- 5 タンガードは舌の突出を防ぎ、鼻呼吸を促します。
- 6 リップバンパーは下唇の過活動を抑えます。

毎日就寝時と日中はTVやゲーム、または宿題をしている時に使用してください。

# ご両親へのお知らせ

T4B2は顎と歯の整列を補助しながら、口と顔の表情筋を訓練することによって筋機能癱を改善するよう設計されています。

- 夜間、舌の突出や口呼吸により装置が外れてしまうことがあります。それでも使用を続けてください。もし夜間の使用が難しい場合は、日中の時間を増やしてください。
- 毎日、定期的に使用してください。日中の使用を心がけ、確立してください。歯科医師の指示に従い、矯正治療の期間を通して使用してください。
- T4B2の使用中は口唇をしっかり閉じてください。
- T4B2を装着していない時でも、舌をタンタグの位置に置くよう心がけてください。

## T4B2を強く噛みこまないこと



**Step 1:** タンタグを上に向けてT4B2を持ってください。



**Step 2:** T4B2を口腔内に入れてください。



**Step 3:** タンタグの位置に舌先を置いてください。



**Step 4:** 口唇を閉じて、鼻から呼吸をしてください。



# 装置の効果

**Trainer for Braces Class II Correction (T4B2)**  
はMyofunctional Research Co.の**The Trainer System™**の一部です。

間違った舌の位置や口呼吸などの筋機能習癖は、歯並びや顎の発達に悪影響を与えます。

**The Myofunctional Effect™**  
筋機能効果


The Trainer System™の全ての装置は口腔筋を訓練するように設計されています(The Myofunctional Effect™)。T4B2はブラケットとの併用もしくはその前に歯列と顎の発達に影響を及ぼす筋機能習癖を改善します。舌の突出、間違った飲み込み、口呼吸などの筋機能習癖を改善することで矯正治療をより効果的にして安定させます。

## T4B2の洗浄

装置を口から取り外した後は、毎回ぬるま湯で洗い流してください。口腔内装置の洗浄は、かかりつけ医にお問い合わせください。

**注意：歯科矯正医または歯科医師の指導のもとでご使用ください。**

使用期限：6ヶ月(毎日使用した場合)。  
使用期間に関わらず12ヶ月で交換してください。

 **The Trainer System™ by Myofunctional Research Co.**  
**Myofunctional Research Co. Australia**  
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia  
Tel: +61 7 5573 5999

### USA Representative:

**Myofunctional Research Co. USA**  
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
Tel: +1 866 550 4696



### European Representative:

**Myofunctional Research Europe B.V.**  
Gompensstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands  
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands  
Tel: +31 416 651 696



**MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.**  
INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE TECHNOLOGY AND EDUCATION



直射日光を避けてください。

同一患者用



非滅菌  
使用する前に洗浄してください。