

myoTAREA®

# mye Chew™


## Kieferorthopädische Kauschiene

Für Kinder zwischen  
2 und 8 Jahren

Fördert die Nasenatmung und verbessert die  
Funktion der Mundmuskulatur zur Unterstützung  
der Entwicklung von Zähnen und Kiefern.



Auch  
geeignet für  
Kinder mit  
Behinderungen



Anwendung  
zweimal  
täglich 10-15  
min

TONGUE, LIPS & JAW EXERCISER

# mye Chew™

## Orthodontic Chewing Brush

[www.myoresearch.com](http://www.myoresearch.com)

2 - 8 YEARS

myoTAREA®

## Das Problem

Wegen unserer weichen Nahrung kauen viele Kinder nicht mehr ausreichend, um die Kiefermuskulatur so zu stärken, wie es erforderlich wäre. Zusätzlich sind Mundatmung und eine schwache Mundmuskulatur mit gestörter Funktionsweise ein sehr häufiges Problem, das unbehandelt zu schlecht entwickelten Kiefern führen und damit die Wahrscheinlichkeit für Zahnengstände und kieferorthopädische Probleme erhöhen kann.

Da diese Probleme mit der Zeit schlimmer werden, ist es wichtig, früh einzugreifen, indem die Kaumuskeln trainiert, die Nasenatmung gefördert und gleichzeitig Kraft und Funktionsweise der Mundmuskulatur verbessert werden. Die Verankerung dieser korrekten Angewohnheiten unterstützt nicht nur die Entwicklung von Zähnen und Kiefern, sondern fördert durch die Verhinderung der Mundatmung auch die allgemeine Gesundheit.

## Myotalea® Myochew™

Das Myotalea® Myochew™ soll bei Kindern zwischen zwei und acht Jahren aktiv das Kauen fördern, um die Kiefermuskulatur zu kräftigen und dabei gleichzeitig die Nasenatmung zu fördern und die Zunge zu trainieren. Seine Borsten unterstützen zudem die Zahnreinigung. Es ist eine hervorragende Ergänzung der Myobrace®- und Myosa®-Apparaturen, die darauf spezialisiert sind, Probleme mit der Atmung und der Mundmuskulatur zu korrigieren. Das Myochew™ ist eine angenehme, aber effektive Methode, bei Kindern die Muskeln in Zunge und Kiefern zu kräftigen und gleichzeitig gesündere Atemgewohnheiten zu fördern.



## Myochew™ - Eigenschaften

- 1 Silikonborsten** reinigen die Zähne.
- 2 Zungenpressteil** kräftigt die Zungenmuskeln.
- 3 Luftgefederter Kern** stimuliert die Kieferentwicklung.
- 4 Konstruktion für Ober- und Unterkiefer** fördert die Nasenatmung.
- 5 Beißblase** regt zum Kauen während des Zahnens an.
- 6 Abnehmbares Band** verhindert das Herunterfallen.



# Kinder mit Behinderungen


Kinder mit Behinderungen sind besonders anfällig für Mundatmung, schwache Kiefermuskeln, eine ungenügende Zungenfunktion und Probleme mit der Mundhygiene. Bisher war es schwierig, diese Probleme mithilfe von medizinischen Maßnahmen zu korrigieren. Das *Myochew*<sup>TM</sup> ist für diese Kinder besonders günstig, weil es ihnen eine angenehme Möglichkeit zum Reinigen der Zähne und zur Unterstützung der Nasenatmung bietet und gleichzeitig die Kraft und Funktionsweise ihrer Kiefer- und Mundmuskulatur verbessert.




## Gebrauchsanweisung




**Schritt 1** - Die *Myochew*<sup>TM</sup>-Schiene mit dem Zungentrainer nach oben halten.




**Schritt 2** - Die Schiene in den Mund einsetzen.



**Schritt 3** - Lippen geschlossen halten und durch die Nase atmen.



**Schritt 4** - Das Zungenpressteil mehrmals mit der Zunge zusammendrücken.



**Schritt 5** - Mehrmals leicht auf den luftgefederten Kern beißen und ihn zusammendrücken.

Nach Gebrauch unter warmem Wasser abspülen und an der Luft trocknen lassen.

Das **Myotalea® Myochew™** wurde für Kinder zwischen zwei und acht Jahren entworfen. Es fördert die Nasenatmung, verbessert die Funktion der Mundmuskulatur und unterstützt dank integrierter Borsten die Zahnreinigung. Das **Myochew™** eignet sich auch für Kinder mit Behinderungen zur Verbesserung von Atmung, Zungenfunktion und Mundhygiene.

Mit der Schiene können diese Probleme bei Kindern auf angenehme und effektive Weise korrigiert und die Entwicklung von Zähnen und Kiefern unterstützt werden. Gleichzeitig wirkt sich das Wegfallen der Mundatmung positiv auf den allgemeinen Gesundheitszustand aus.

### Vorteile des **Myochew™**:

- Einfache, effektive Methode zur Verbesserung von Atmung, Mundmuskulatur und Mundhygiene.
- Anwenderfreundliche Apparatur für Kinder verschiedener Altersstufen.
- Geeignet für Kinder mit Behinderungen.
- Aus medizinischem Silikon für ein besonders angenehmes Tragegefühl und optimale Verträglichkeit.

**Reinigung des **Myochew™**:** Das **Myochew™** nach jeder Benutzung unter fließendem warmem Wasser reinigen. Zur zusätzlichen Reinigung kann die Apparatur auch abgekocht werden. Wir empfehlen für die gründliche Reinigung aller Apparaturen die Anwendung von **Myoclean™**-Tabletten zweimal wöchentlich. Fragen Sie Ihren Behandler nach **Myoclean™**.

**Vorsicht: Lassen Sie Ihr Kind das **Myochew™** nicht unbeaufsichtigt verwenden und setzen Sie es nur so ein, wie es in der Gebrauchsanweisung vorgesehen ist. Nicht verwenden, während das Kind schläft.**



Myotalea® by Myofunctional Research Co.  
Myofunctional Research Co. Australia  
44 Siganto Drive, Helensvale QLD 4212 Australia  
Tel: +61 7 5573 5999

#### Vertretung USA:

Myofunctional Research Co. USA  
9267 Charles Smith Avenue, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
PO Box 2781, Rancho Cucamonga CA 91730 USA  
Tel: +1 866 550 4696

#### Vertretung Europa:

Myofunctional Research Europe B.V.  
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk The Netherlands  
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands  
Tel: +31 416 651 696

Für Einzelpatienten



**MYOFUNCTIONAL  
RESEARCH CO.**

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE  
TECHNOLOGY AND EDUCATION

