

Design específico para
Respiração bucal e Ronco



TMJ•MBV™

VERSÃO PARA RESPIRADOR BUCAL

WORLDWIDE PATENTS

TMJ•MBV™


VERSÃO PARA RESPIRADOR BUCAL

PROJETADO PARA MELHOR RETENÇÃO

O *TMJ-MBV™* é maior se comparado com os outros aparelhos do *Sistema TMJ*. Ainda assim, é confortável para usar pois suas laterais verticais maiores permitem melhor retenção, particularmente quando a boca está aberta.

CARACTERÍSTICAS DO TMJ-MBV™

- ① **Quatro grandes orifícios para respiração** facilitam a respiração com a boca aberta.
- ② **Anteparo Lingual** controla a posição da língua.
- ③ **Laterais Elevadas** para excelente retenção.
- ④ **Base com colchões de ar** para abertura variável da mordida e suave descompressão da ATM.



ATENÇÃO: UTILIZAR SOMENTE SOB A SUPERVISÃO DE UM CIRURGIÃO-DENTISTA OU ORTODONTISTA DEVIDAMENTE LICENCIADO.

Limpeza do *TMJ-MBV™*: Lave o aparelho em água corrente sempre que retirá-lo da boca. Utilize as pastilhas *Myoclean™* uma ou duas vezes por semana. Pergunte a seu dentista sobre *Myoclean™*, o agente de limpeza recomendado para todos os aparelhos da *MRC*.



MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.

INNOVATIVE DENTAL APPLIANCE
TECHNOLOGY AND EDUCATION

www.myoresearch.com

EUROPE - USA - AUSTRALIA